



CUSTOM**FLEX**®
ARTIFICIAL**IRIS**

ANİRİDİ HASTALARI İÇİN PREMIUM ÇÖZÜMLER

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS

ANİRİDİ HASTALARI İÇİN PREMIUM ÇÖZÜMLER


CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS, tam ve kısmi aniridisi olan hastalar için ideal bir tedavi seçeneği sunar. Katlanabilir iris implantı hem tıbbi hem de estetik rehabilitasyon sağlar.

ETİYOLOJİ

Tam veya kısmi aniridi konjenital olabileceği gibi travma ya da bazı kusurlara bağlı olarak sonradan oluşabilir.

ANİRİDİ'NİN NEDEN OLDUĞU PROBLEMLER

- Görme kaybı Parlamaya karşı artan
- hassasiyet Odak derinliği kaybı
- Yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki
-



Sağ gözünde tam aniridi olan hasta*



CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS implantasyonun'dan sonra aynı hasta*

CUSTOMFLEX ARTİFİCİALİRİS ; MEDİKAL VE ESTETİK REHABİLİTASYONU BİR ARADA SUNAR

* Pictures by courtesy of Kevin M. Miller, MD, Jules Stein Institute, University of California, Los Angeles, USA

KLİNİK OLARAK

ETKİLİ

DENGELİ IŞIK TRANSFERİ

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS

- Fotik fenomenleri azaltır Kontrast duyarlılığı
- artırır. Transillüminasyon kusurlarını ortadan
- kaldırır.

TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ

- 3.35 mm sabit açıklık Işığı tamamen absorbe etmek
- için opak siyah arka yüzey



CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS'in klinik etkinliği çalışmalarla d oğrulanmıştır. İmplant, CE sertifikası ve FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı ile akredite edilmiştir.

%70

ORANINDA IŞIK
HASSASIYETİNİ^{VE}
PARLAMAYI
AZALTIR.¹



"Yapay iris protezi, kısmi veya tam aniridi ile karmaşık ön segment patolojilerinin rekonstrüksiyonunda yeni bir standart belirler. Hastalarımız azaltılmış parlama ve tatmin edici bir kozmetik görünüm gibi gelişmiş görme fonksiyonundan, faydalanmaktadır. Travma hastalarının, çoğunlukla genç olduğu düşünüldüğünde, kozmetik görünüm önemlidir."

*Peter Szurman, MD, Augenklinik Sulzbach,
Knappschaftsklinikum Saar, Germany 2*

BÜTÜN GÖZLER BENZERSİZDİR

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS, aniridi hastaları için benzersiz bir tedavi seçeneğidir. Özel yapım iris implantı ile yapılan estetik rehabilitasyon, çok yüksek bir hasta memnuniyetini sağlar. Aniridi hastalarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde destek olur.¹

- Kişiyi özel üretim
- İrisin doğal yapısına uygun
- Hastanın orijinal irisinin kişiyi özel renklendirilmesi
- Etkileyici seviyede gerçekçi sonuçlar

"HumanOptics bana iris yaptı ve sonrasında hayatım büyük ölçüde değişti. Artık araba kullanabiliyorum. Görüşüm büyük ölçüde iyileşti. Ama benim için en önemli duygu, artık normal hissediyorum."

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS implantasyondan sonra hasta



beyanı

Hastalar "Bir hasta [...] beni aradı ve yapay iris almanın başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu söyledi.... Bana ve ekibime mutlu sonucunu hatırlatmak için hala ara sıra arıyor veya not gönderiyor."

*Michael E. Snyder, MD,
Cincinnati Eye Institute,
USA³*

%94

ORANINDA
POSTOPERATİF
GÖRÜNÜMÜNDEN
MEMNUN HASTALAR¹



HASTALARINIZ İÇİN KİŞİYE ÖZEL İMLANTASYON


ENJEKTABL

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS Yirmi yıldır klinik olarak kanıtlanmış son derece yüksek biyouyumlu esnek silikondur. Küçük kesilerden yerleştirmek için katlanabilir ve yuvarlanabilir.



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS'in toplam çapı 12,8 mm'dir ve trepanlar kullanılarak şekil ve boyut olarak iris kusuruna göre özelleştirilebilir. Ayrıca seçili trepan serimize bakın: **Çap** 9,0-12,5 mm **basamaklar** 0,5 mm istek üzerine başka modeller de mevcuttur



Şimdiye kadar, iris rekonstrüksiyonu, büyük sklerokorneal insizyonlar gerektiren ve genellikle kötü kozmetik sonuçlarla sonuçlanan zorlu bir cerrahi prosedüdü. ARTIFICIALIRIS ile, hızlı görsel iyileşme ve mükemmel kozmetik sonuçlar sağlayan küçük, kendiliğinden kapanan insizyonlar mümkündür. Artificialiris, tam veya kısmi iris rekonstrüksiyonu için kullanılabilir."

*Stephan Kaminski, MD,
Augenlinik Zürich West, Switzerland & Auge und Laser Wien,
Austria*

BAŞVURU

İKİ MODEL

MAXIMUM STABİLİTE

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS hastaya en yüksek düzeyde özel bakım sağlar. Dış görünüşe ek olarak uygulama seçenekleri, etkilenen gözün anatomisine ve ilk haline göre esnek bir şekilde uyarlanabilir.

STANDART KULLANIM

Sütür fiksasyonu gerekmeyen vakalar için geliştirilmiştir. Uygun teknikle sütür fiksasyonu da mümkündür.

ARTIFICIALIRI

S

Fiber free

ÖZEL ENDİKASYONLAR İÇİN

Sütürün gerekli olduğu durumlar için geliştirilmiştir.

ARTIFICIALIRI

S

with Fiber

ÖNEMLİ NOT

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS, kozmetik renk değişimi için tasarlanmamıştır. CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS ön kamaraya değil arka kamaraya yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS'in doğal lens çıkarma ve GİL implantasyonun'dan sonra implante edilmesi şiddetle tavsiye edilir.




İMLANTASYON METODLARI


FARKLI METODLAR

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS, etkilenen gözün özel koşullarına uyarlanmış çeşitli implantasyon yöntemlerine uyum sağlar.


Tüm prosedür süresince esnekliğini korur. İris implantı neredeyse tüm GİL modelleriyle birleştirilebilir.




CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS,, Kapsüler torbaya yerleştirilen GİL ve kapsül gerdirme halkası



CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS sulkusa yerleştirilmiş, Kapsüler torbaya yerleştirilen GİL



CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS ve GİL sulkusta ayrı olarak fixe edilir.



CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS'e fixe edilmiş GİL Ve sulkusa implantasyon



"ARTIFICIALIRIS, fotofobi ve parlama dahil olmak üzere aniridinin subjektif semptomlarını düzeltmek ve mükemmel bir kozmetik sonuç sağlamak için tasarlanmış bir cihazdır [...]. Katlanıp kapsül torbasına enjekte edilebildiği veya skleraya dikilebildiği için ön segment rekonstrüksiyonunda

çok yönlü bir araçtır."

*Ike Ahmed, MD,
University of Toronto, Canada*

SİPARİŞİNİZ ONLINE SERTİFİKASYON KURSU

Uluslararası İris uzmanları grubuyla işbirliği içinde,
OCC en yüksek eğitim standartları geliştirildi.

KURS İÇERİK

BİLGİLERİ

- CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS hakkında temel bilgiler
- Uygulama teknikleri
- Ameliyat videoları

OCC'nin tamamlanmasından sonra her katılımcı siparişe
devam etmek için gerekli olan bir sertifika no alacaktır.



FOTOĞRAF BASKILARI

CUSTOMFLEX® ARTIFICIALIRIS'in bireysel üretiminin temeli
olarak, yüksek kaliteli fotoğraf görsellerine ihtiyacımız var:

- Ameliyat sonrası doğal bir görünüm için fotoğraf görsellerinin kalitesi çok
önemlidir Lütfen yüksek kaliteli fotoğraf ve görsel oluşturmak için bizimle görüşün.



SİPARİŞ VERME

ARTIFICIALIRIS, : Sipariş vermek isterken lütfen aşağıdakilere dikkat
ediniz.

- CustomFlex modeli için üretim süresi 4-8 haftadır.
-
- Select ve Standard modelleri için teslim süresi üç haftadır.
- Sipariş formu info@arveen.com.tr adresinden talep edilebilir.

¹ Data on file: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01860612?term=NCT01860612&
(Access: 24.06.2020).

² Personal statement, 2019.

³ Doran M, contributing writer interviewing
Miller K, Rosenthal K, Sikder S, Snyder M.
Anterior segment iris implants advance – but face continuing
challenges.
American Academy of Ophthalmology, EyeNet, 2013;
Issue February: 29–31.

⁴ Kaminski S. Iatrogenic coloboma, aniridia, and aphakia.
J Cataract Refract Surg Today Europe 2012; July/August: 52–54.

⁵ Gooi P, Teichman J, Ahmed I.

with an intraocular lens.
J Cataract Refract Surg 2014; 40:1759–
63.



